


## Electrocardiógrafo 1 Canal

Smart ECG SE-1

**EDAN**

Origen China

Certificado



El EDAN SE-1 es un electrocardiógrafo compacto para registro de un canal, que se destaca por brindar todas las prestaciones necesarias para satisfacer los requerimientos del trabajo diario a un costo totalmente accesible.

Su diseño es completamente digital y posee una pantalla LCD de alta resolución que posibilita la pre-visualización de la señal antes del registro.

Liviano, práctico y seguro, el ECG EDAN SE-1 puede operar tanto en consultorios como en ambulancias y realizar hasta 100 estudios sin necesidad de energía eléctrica.

Todas las prestaciones reunidas en este equipo lo respaldan y convierten en una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades del corazón y el cuidado de la salud.

### Características Principales

- Pantalla LCD 80x27mm para visualización de ondas de ECG
- 1 canal.
- Cabezal de impresión térmica
- Completo diseño digital
- Potentes filtros digitales que evitan interferencias
- Función Auto-centrado para optimizar la posición de impresión
- Batería Recargable de Litio
- Puerto de entrada/salida analógica.
- Operación Automática/Manual Seleccionable.
- Papel: Rollo de 50 x 30 mm.
- Peso: 2,3 Kg.

### Certificaciones

- Certificado CE
- Normas ISO 13485
- Aprobación ANMAT

### Accesorios incluidos

- Cable ECG
- Set de Electrodo de succión x 6
- Set de Electrodo de pinzas x 4
- Cable de Conexión a tierra Auxiliar
- Papel
- Cable de Corriente
- Manual de Operación